

Ersatzteile Wäschepflege
Flusensieb
zum Filtern von Flusen im Wäschetrockner

EAN-Nr.: 4002514608013 / Materialnummer: 07358910 / Alte Materialnummer:



- Kunststoffrahmen mit Siebgewebe
- zum Reinigen herausnehmbar
- für den Einsatz in der Türöffnung
- rechts und links einsetzbar
- Lieferumfang: 1 Stück
- für T4xxx, T7xxx, T8xxx, T9xxx
- bitte die Komponente mit dem abgebildeten Ersatzteil vergleichen