

DOS S 20
 Balgdosierpumpe
 zur Dosierung von flüssigen, sauren Medien.



- Zur Dosierung von Klarspüler, Neutralisationsmittel
- Zum nachträglichen Einbau durch den Miele Kundendienst

EAN-Nr.: 4002514641904 / Materialnummer: 07514600 / Alte Materialnummer: 69226004D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8536	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	245
Außenmaß, Bruttobreite in mm	258
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	270
Nettogewicht in kg	2,45
Bruttogewicht in kg	2,91