

Flaschenhalter  
Flaschenhalter  
für den Unterkorb im Geschirrspüler

EAN-Nr.: 4002514855059 / Materialnummer: 07549120 / Alte Materialnummer:



- dient zur Aufnahme von Babyflaschen, Flaschen u.v.a.m
- perfekte Reinigung durch vertikale Positionierung
- die Befestigung Flaschenhalter M.Nr.7506601 wird benötigt
- für G4xxx, G5xxx, G6xxx
- bei G5xxx nur für Geräte bis 12.2016 einsetzbar