

DOS-GP3

Pumpengehäuse aus Edelstahl

mit 3 Dosierpumpen inkl. Schlauch und Sauglanze fertig verbaut.



- Gehäuse DOS G2 mit 3 Dosierpumpen DOS P2
- 12-polige Klemmleiste für einen einfachen Anschluss

EAN-Nr.: 4002514681634 / Materialnummer: 07569230 / Alte Materialnummer: 59170332D

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	OHNE
Material	Edelstahl, Kunststoff
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	540
Außenmaß, Nettobreite in mm	540
Außenmaß, Nettotiefe in mm	190
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	185
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht [kg]	6,80
Bruttogewicht in kg	7,93

DOS-GP3

Pumpengehäuse aus Edelstahl

mit 3 Dosierpumpen inkl. Schlauch und Sauglanze fertig verbaut.