

E 491

Einsatz

zur optimalen Aufnahme rotierender Instrumente.



- Geeignet für 18 Turbinenschäfte
- Geeignet für 30 Winkelstückschäfte
- Auch geeignet für rotierende Instrumente z.B. der Podologie

EAN-Nr.: 4002514697949 / Materialnummer: 07600210 / Alte Materialnummer: 68549101D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Schäfte [Anzahl]	48
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	53
Außenmaß, Nettobreite in mm	70
Außenmaß, Nettotiefe in mm	120
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	265
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	180
Nettogewicht in kg	0,85
Bruttogewicht in kg	1,00