

E 497

Düse

zur optimalen Aufnahme von doppel- und eintubigen Larynxmasken. Höhe 195 mm.



- H 195 mm, mit seitlichem Rohr 109 mm

EAN-Nr.: 4002514811253 / Materialnummer: 07759470 /  
Alte Materialnummer: 69749701D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettotiefe in mm	195
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	100
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht in kg	0,06
Bruttogewicht in kg	0,07