

E 919

Modul

zur optimalen Aufnahme von bis zu 10 Turbinen, Hand- und Winkelstücken.

- Einsetzbar in E 902/3 sowie E 902/1, E 774/1, E 574 E 474/4
- Reinigung ist im VARIO-TD Programm vorzunehmen
- Reinigung mit neutralem bis mild-alkalischem Flüssigreiniger
- Kombination mit MIC-Instrumentarium möglich

EAN-Nr.: 4002514811475 / Materialnummer: 07759490 / Alte Materialnummer: 69591901D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	10
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	165
Außenmaß, Nettobreite in mm	540
Außenmaß, Nettotiefe in mm	565
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	545
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	570
Nettogewicht in kg	3,50
Bruttogewicht in kg	4,00