

E 498

Düse

zur optimalen Aufnahme von doppel- und eintubigen Larynxmasken. Höhe 238 mm.

EAN-Nr.: 4002514811673 / Materialnummer: 07760120 / Alte Materialnummer: 69749801D



- H 238 mm, mit seitlichem Rohr 120 mm

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	238
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	160
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,12
Bruttogewicht in kg	0,12