

E 735/2

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Instrumentarium auf 3 Ebenen.



- Ausgestattet mit 2 eingebauten Sprüharmen
- Die Bestückungsmaße der einzelnen Ebenen unterscheiden sich
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung (ohne Magnete ML)

EAN-Nr.: 4002514816388 / Materialnummer: 07765710 / Alte Materialnummer: 69573503D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
G 7826	•
Produktkategorie	
Wagen für Einsätze	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	6
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	3
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	552
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	600
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	650
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	640
Nettogewicht in kg	10,80
Bruttogewicht in kg	12,80
Beipack	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (ohne Magnete) [Anzahl]	1