

E 975/2

Wagen

zur optimalen Reinigung von Instrumentarium auf 2 Ebenen.



- Ausgestattet mit einem eingebauten Sprüharm
- Magnetleiste für automatische Wagenerkennung
- Die Bestückungsmaße der beiden Ebenen unterscheiden sich

EAN-Nr.: 4002514816449 / Materialnummer: 07765790 / Alte Materialnummer: 69597503D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Einsätze	•
Wagen zur Aufnahme von Siebschalen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	6
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	4
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	427
Außenmaß, Nettobreite in mm	640
Außenmaß, Nettotiefe in mm	790
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	650
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	640
Nettogewicht in kg	10,80
Bruttogewicht in kg	12,80
<b>Beipack</b>	
Magnetleiste für die automatische Wagenerkennung (inkl. Magnete) [Anzahl]	1