

ATW 210 PG88/8922 170 Shoe84

Wagen

zur optimalen Aufnahme von maximal 84 OP-Schuhen.



- Komfortables Rack-System
- Optimale Positionierung zur gründlichen Reinigung auch von innen
- Einfache Handhabung dank großer Lenkrollen

EAN-Nr.: 4002514897073 / Materialnummer: 07882480 / Alte Materialnummer: 69278301D

Produktzugehörigkeit	
Container- und Wagenwaschanlagen	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8822	•
PG 8922	•
Produktkategorie	
Wagen für OP-Schuhe	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
OP-Schuhe [Anzahl]	84
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1624
Außenmaß, Nettobreite in mm	849
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1037
Nettogewicht in kg	67,00