

ATW 220 PG88/8930 170 Shoe126

Wagen

zur optimalen Aufnahme von maximal 112 OP-Schuhen.



- Komfortables Rack-System
- Optimale Positionierung zur gründlichen Reinigung auch von innen
- Einfache Handhabung dank großer Lenkrollen

EAN-Nr.: 4002514896212 / Materialnummer: 07882500 / Alte Materialnummer: 69278501D

Produktzugehörigkeit	
Container- und Wagenwaschanlagen	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8830	•
PG 8930	•
Produktkategorie	
Wagen für OP-Schuhe	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Kapazität	
OP-Schuhe [Anzahl]	112
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1624
Außenmaß, Nettobreite in mm	849
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1437
Nettogewicht in kg	87,00