

E 428

Wagen

zur optimalen Aufnahme von Instrumentarium der Roboter-assistierten Chirurgie.



- Geeignet für 6 Instrumente der Roboter-assistierten Chirurgie
- Verfügt über 1 Duoanschluss und 1 Reserveanschluss pro Instrument
- Zur Nutzung des Wagens wird das Programm ROBOTVARIO benötigt\*

\* Die Chemikalien sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

EAN-Nr.: 4002514948805 / Materialnummer: 07973140 / Alte Materialnummer: 69542801D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Robotik-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Transparent
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Robotik-Instrumente [Anzahl]	6
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	518
Außenmaß, Nettobreite in mm	533
Außenmaß, Nettotiefe in mm	513
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	530
Außenmaß, Bruttobreite in mm	550
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	550
Nettogewicht in kg	2,40
Bruttogewicht in kg	3,30