


E 807

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 3 Sieb- oder Nierenschalen.



- 4 Halterungen (3 Fächer), H 165, Abstand 68 mm mm

EAN-Nr.: 4002514951638 / Materialnummer: 07984220 / Alte Materialnummer: 69580701D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Siebschale	•
Einsatz für Nierenschalen/Schüsseln	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	3
Strebenabstand in mm	68
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
Diverse Siebschalen [Anzahl]	3
Nierenschalen [Anzahl]	3
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	144
Außenmaß, Nettobreite in mm	140
Außenmaß, Nettotiefe in mm	290
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	480
Außenmaß, Bruttobreite in mm	320
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	130
Nettogewicht in kg	0,31
Bruttogewicht in kg	0,47