

DGG 9
Dampfgarbehälter ungelocht
für alle Dampfgarer DG außer DG 7000.

EAN-Nr.: 4002513538526 / Materialnummer: 08015103 /
Alte Materialnummer: 22899603D



- für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds sowie Wasser
- Z.B. Pasta, Reis, Suppen und Aufläufe
- Fassungsvermögen: 5,7 l, Nutzinhalt: 4,2 l
- Außenmaße B x T x H: 325 x 176 x 150 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion