

DGG 16  
Dampfgarbehälter ungelocht  
für alle Dampfgarer DG außer DG 7000.

EAN-Nr.: 4002513625653 / Materialnummer: 08109060 /  
Alte Materialnummer: 22899623D



- für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds sowie Wasser
- Z.B. Pasta, Reis, Suppen und Aufläufe
- Fassungsvermögen: 0,77 l
- Außenmaße B x T x H: 325 x 176 x 20 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion