

DGGL 8  
Dampfgarbehälter gelocht  
für alle Dampfgarer DG außer DG 7000.

EAN-Nr.: 4002513714548 / Materialnummer: 08227240 /  
Alte Materialnummer: 22899627D



- Zum Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln ohne Fonds
- Perfekt zum Auftauen eingefrorener Lebensmittel
- Fassungsvermögen: 2,0 l, Nutzinhalt: 1,7 l
- Außenmaße B x T x H: 325 x 265 x 40 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer Produktion