

DGG 20

Dampfgarbehälter ungelocht

für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta).

EAN-Nr.: 4002515060650 / Materialnummer: 08246340 /
Alte Materialnummer: 23996112D



- Fassungsvermögen: 2,4 l,
Nutzinhalt: 1,8 l
- Außenmaße B x T x H: 450 x 190
x 40 mm
- Aus Oberflächen behandeltem
Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer
Produktion
- Maßgeschneidert für die Miele
Combi-Dampfgarer