

DGGL 12

Dampfgarbehälter gelocht

zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

EAN-Nr.: 4002514849904 / Materialnummer: 08249430 /
Alte Materialnummer: 23996108D



- Fassungsvermögen: 5,4 l,
Nutzinhalt: 3,3 l
- Außenmaße B x T x H: 448 x 386
x 40 mm
- Aus Oberflächen behandeltem
Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer
Produktion
- Maßgeschneidert für die Miele
Combi-Dampfgarer