

DGGL 13

Dampfgarbehälter gelocht

zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

EAN-Nr.: 4002514849928 / Materialnummer: 08279450 /
Alte Materialnummer: 23996110D



- Fassungsvermögen: 3,3 l,
Nutzinhalt: 2,0 l
- Außenmaße B x T x H: 354 x 325
x 40 mm
- Aus Oberflächen behandeltem
Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer
Produktion