

DGGL 20
Dampfgarbehälter gelocht
zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.



EAN-Nr.: 4002515014509 / Materialnummer: 08285410 /
Alte Materialnummer: 23996111D

- Fassungsvermögen: 2,4 l,
Nutzinhalt: 1,8 l
- Außenmaße B x T x H: 450 x 190
x 40 mm
- Aus Oberflächen behandeltem
Edelstahl, Wandstärke 0,6 mm
- Profi-Zubehör aus europäischer
Produktion
- Maßgeschneidert für die Miele
Combi-Dampfgarer