

E 806/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 8 Tray-Halbschalen.



- 9 Halterungen (8 Fächer), B 295, Abstand 37 mm mm
- Max. Traygröße 290 x 30 mm

EAN-Nr.: 4002514969718 / Materialnummer: 09013220 / Alte Materialnummer: 69580603D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Einsatz für Trays/Tabletts	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anzahl Fächer	8
Strebenabstand in mm	37
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	114
Außenmaß, Nettobreite in mm	305
Außenmaß, Nettotiefe in mm	348
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	125
Außenmaß, Bruttobreite in mm	330
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	480
Nettogewicht in kg	0,71
Bruttogewicht in kg	0,84