

WTS 510  
Unterbausockel mit Schublade  
für komfortableres Be- und Entladen durch erhöhten Stand.

EAN-Nr.: 4002515137208 / Materialnummer: 09322300 /  
Alte Materialnummer: 12996075D



- Viel Stauraum in der Schublade mit Push-Pull-Funktion
- Kein Verrutschen des Inhaltes dank Antirutschmatte
- Für Waschmaschinen: W1, W1 Classic und WT1 (außer WTZH/WTW)
- Für Trockner: T1 und T1 Classic
- Nicht für Säulenaufstellung geeignet
- WTS-Höhe: 35 cm
- Farbe: Lotosweiß