

Ersatzteile Wäschepflege  
Flusensieb  
zum Filtern von Flusen im Wäschetrockner

EAN-Nr.: 4002515222980 / Materialnummer: 09388920 / Alte Materialnummer:



- Kunststoffrahmen mit Siebgewebe
- zum Reinigen herausnehmbar
- für den Einsatz in der Türöffnung
- Duftflacon einsetzen möglich
- für T7xxx, T8xxx, T9xxx
- bitte die Komponente mit dem abgebildeten Ersatzteil vergleichen