

U 513

Korb

mit einer offenen Korbseite für die optimale Aufnahme von Tablett.



- Mit 9 Reihen
- Strebenabstand 45 mm
- Nicht einsetzbar in Frischwasser-Spülmaschinen

EAN-Nr.: 4002515250143 / Materialnummer: 09508710 / Alte Materialnummer: 67651301D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 704	•
Produktkategorie	
Korb für Tablett	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Anzahl Reihen	9
Strebenabstand in mm	45
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	109
Außenmaß, Nettobreite in mm	500
Außenmaß, Nettotiefe in mm	500
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	260
Außenmaß, Bruttobreite in mm	520
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	1,90
Bruttogewicht in kg	2,40