

KTU 530

Umbausatz

zur Aufnahme von Körben mit Außenmaßen bis 53 x 53 cm.



- Bestehend aus 2 Edelstahl-Streben
- Zur Anpassung des Standard-Korbhalters in der PG 8172

EAN-Nr.: 4002515250150 / Materialnummer: 09508720 / Alte Materialnummer: 67853004D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Umbausatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	150
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	750
Nettogewicht in kg	0,24
Bruttogewicht in kg	0,50