


E 167

Besteckköcher  
für die Aufnahme von Bestecken.




- Geeignet für den Tellerkorb U 506
- 7 Fächer

EAN-Nr.: 4002515250167 / Materialnummer: 09508730 / Alte Materialnummer: 67616701D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Produktkategorie	
Einsatz für Besteck	•

E 167  
Besteckköcher  
für die Aufnahme von Bestecken.



EAN-Nr.: 4002515250167 / Materialnummer: 09508730 / Alte Materialnummer: 67616701D

<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Anzahl Fächer	7
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	106
Außenmaß, Nettobreite in mm	440
Außenmaß, Nettotiefe in mm	50
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	150
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	750
Nettogewicht in kg	2,24
Bruttogewicht in kg	3,21