


KFR 30060 PF
Flaschenablage
für eine sichere und platzsparende Flaschenlagerung.

EAN-Nr.: 4002515357545 / Materialnummer: 09552700 /
Alte Materialnummer: 36996047D



- Variabel auf verschiedenen
Einschubebenen einsetzbar
- Für eine waagerechte und ruhige
Lagerung z. B. von Wein
- Aus verchromten Metall
- Geeignet für Kühlautomaten K
30.000 mit PerfectFresh
- Für bis zu 9 Flaschen, je nach
Größe und Form