

MB-CVA 6000

Milchbehälter aus Glas

für Latte Macchiato und Cappuccino wann immer Sie wollen!

EAN-Nr.: 4002515357552 / Materialnummer: 09552740 /  
Alte Materialnummer: 29992614D



- Dieser Behälter ist im Lieferumfang des CVA 6000 enthalten
- Als Zweitbehälter bei intensiver Gerätenutzung
- Füllvolumen 0,7 l
- Inhalt: 1 vormontierter Glasbehälter mit Deckel inkl. Lanzen