

APH 331
Verbindungskabel
zur Anbindung von Melag Vacuklav 24, 31 und Autoclav 25.



- Ergänzend zu Verbindungskabel Typ 1
- Länge 3 m
- Zur Anbindung des Gerätes an die Segosoft Miele Edition

EAN-Nr.: 4002515350973 / Materialnummer: 09573240 / Alte Materialnummer: 68812505D

Produktzugehörigkeit	
Klein-Sterilisatoren	•
Produktkategorie	
Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation	•
Produkteigenschaften	
Farbe	Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Apotheken-/Infusionsflaschen	•
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von Behältern, z.B. Atemkalkbehältern	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	400
Nettogewicht in kg	0,12
Bruttogewicht in kg	0,13