

APH 531

Adapter

zur Verbindung vom Miele Druckerkabel mit dem Gerät.



- Adapter 9-polig, für serielle Verbindungen
- Anschluss männlich/weiblich

EAN-Nr.: 4002515350997 / Materialnummer: 09573970 /  
Alte Materialnummer: 68815507D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Laborspüler	•
Großraum-Laborspüler	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Klein-Sterilisatoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
<b>Produktkategorie</b>	
Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation	•
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Objektträgern	•
Aufbereitung von Butyrometern	•
Aufbereitung von Apotheken-/Infusionsflaschen	•
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von Babyflaschen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•

APH 531

Adapter

zur Verbindung vom Miele Druckerkabel mit dem Gerät.



EAN-Nr.: 4002515350997 / Materialnummer: 09573970 /  
Alte Materialnummer: 68815507D

Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Markraumnägel/Markraumböhrer	•
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von Messzylindern	•
Aufbereitung von Behältern, z.B. Atemkalkbehältern	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	120
Außenmaß, Nettobreite in mm	310
Außenmaß, Nettotiefe in mm	170
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	120
Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1200
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,02