

U 313/2

Korb

für die optimale Aufnahme von Tablett.



- Für 10 Tablett 53 x 27,5 cm oder GN 1/1 Tablett
- Mit vormontierten Gleitkufen
- Strebenhöhe 160 mm , Strebenabstand 24 mm

EAN-Nr.: 4002515363027 / Materialnummer: 09688930 / Alte Materialnummer: 67631305D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PTD 704	•
Produktkategorie	
Korb für Tablett	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert, Kunststoff
Farbe	Blau, Weiß
Anzahl Fächer	24
Strebenabstand in mm	24
Strebenhöhe in mm	160
Kapazität	
Tablett bis zu einer Größe von 530 x 275 mm [Anzahl]	10
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettöhe in mm	179
Außenmaß, Nettobreite in mm	530
Außenmaß, Nettotiefe in mm	498

U 313/2
Korb
für die optimale Aufnahme von Tabletts.



EAN-Nr.: 4002515363027 / Materialnummer: 09688930 / Alte Materialnummer: 67631305D

Außenmaß, Bruttohöhe in mm	185
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	3,30
Bruttogewicht in kg	4,50