

USB 5230

USB-Stick

zum Auslesen und Einreichen der Umsätze aus dem Inform Kassiersystem.

EAN-Nr.: 4002515364628 / Materialnummer: 09690130 / Alte Materialnummer: 59523001D



- Geeignet für C 5200 BT
- Sichere Gelddatenspeicherung durch Personalisierung
- Benötigte Software zur Umsatzübermittlung: Cashless USB-Online

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Trockner	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PWT 6089	•
Produktkategorie	
Kassiersystem	•
Zubehör zum Kassiergerät	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	15
Außenmaß, Bruttobreite in mm	250
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	345
Nettogewicht [kg]	0,12
Bruttogewicht in kg	0,14