

A 100

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Injektormodulen oder Einsätzen.



- Oberkorb mit zwei Modulankopplungen
- Zur Aufnahme von bis zu 2 Injektormodulen oder Einsätzen
- Automatischer Verschluss der Ankopplung bei Nichtverwendung
- Bestückungshöhe mit Modul mit Kunststoffstütze beträgt 190 mm
- Bestückungsmaße: Breite 489, Länge 440 mm

EAN-Nr.: 4002515460610 / Materialnummer: 09862320 /

Alte Materialnummer: 69610000D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Korb mit Modulankopplung	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	141
Außenmaß, Nettobreite in mm	525
Außenmaß, Nettotiefe in mm	528
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	170
Außenmaß, Bruttobreite in mm	555
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	565
Nettogewicht in kg	2,80
Bruttogewicht in kg	3,49