


A 101

Oberkorb

höhenverstellbar, zur optimalen Aufnahme von Einsätzen.



- Bestückungshöhe 160 +/- 30 mm, -breite 475 mm, -tiefe 443 mm
- Mit eingebautem Sprüharm

EAN-Nr.: 4002515460627 / Materialnummer: 09862340 / Alte Materialnummer: 69610100D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8063	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Oberkorb	•
Lafette/Korbträger	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Aufbereitung von Lungenautomaten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	206
Außenmaß, Nettobreite in mm	528
Außenmaß, Nettotiefe in mm	527
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	230
Außenmaß, Bruttobreite in mm	555
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	580
Nettogewicht in kg	3,00
Bruttogewicht in kg	3,79