


A 104

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Instrumentarium aus MIC, Arthroskopie und Urologie.



- Rechte Seite zur Aufnahme von 11 Hohlkörperinstrumenten
- Zusätzliche Luer-Lock-Anschlussstellen für Hohlkörperinstrumente
- Mit Sprüharm: Siebschalen auf der unteren Lafette einstellbar

EAN-Nr.: 4002515460658 / Materialnummer: 09862380 / Alte Materialnummer: 69610400D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Korb für MIC-Instrumentarium	•
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
<b>Kapazität</b>	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	1
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	11
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	332
Außenmaß, Nettobreite in mm	528
Außenmaß, Nettotiefe in mm	526
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,00
Bruttogewicht in kg	6,50