

A 151

Unterkorb

zur Aufnahme marktüblicher DIN-Siebschalen sowie diverser Einsätze.



- Bestückungshöhe abhängig von gewähltem Oberkorb
- Bestückungsbreite: 490 mm, -tiefe: 498 mm

EAN-Nr.: 4002515460689 / Materialnummer: 09862410 / Alte Materialnummer: 69615100D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8058	•
PG 8063	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Lafette/Korbträger	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von Babyflaschen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
Aufbereitung von Lungenautomaten	•
Aufbereitung von Atemschutzmasken	•
Aufbereitung von Pressluftatmer-Tragegestellen	•
Kapazität	
DIN-Siebschalen [Anzahl]	2
SPRI-Siebschalen [Anzahl]	1
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	88

A 151

Unterkorb

zur Aufnahme marktüblicher DIN-Siebschalen sowie diverser Einsätze.



EAN-Nr.: 4002515460689 / Materialnummer: 09862410 / Alte Materialnummer: 69615100D

Außenmaß, Nettobreite in mm	529
Außenmaß, Nettotiefe in mm	522
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	120
Außenmaß, Bruttobreite in mm	545
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	555
Nettogewicht in kg	1,85
Bruttogewicht in kg	2,40