


A 201
Wagen
zur optimalen Aufnahme von Anästhesie-Sets.



- 8 Düsen m. federnden Auflagen, für Atemschläuche bis 1,5 m Länge
- Lagerung auf Wendel
- 15 Injektordüsen für Intubationsmaterial

EAN-Nr.: 4002515460702 / Materialnummer: 09862430 / Alte Materialnummer: 69620100D

| | |
|--|-----------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Produktkategorie | |
| Wagen für Anästhesie-Instrumentarium | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz |
| Kapazität | |
| AN-Sets [Anzahl] | 3 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0 |
| Frequenz in Hz | 0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00 |
| Absicherung in A | 0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 434 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 531 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 546 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 270 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 525 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 540 |
| Nettogewicht in kg | 9,00 |
| Bruttogewicht in kg | 10,50 |
| Beipack | |
| E 430/1 1/3 Siebschale [Anzahl] | 1 |
| E 431 Injektordüse für Faltenbalg, Ø 8 x 193 mm [Anzahl] | 1 |
| E 432 Halterung für Faltenbeatmungsschläuche [Anzahl] | 1 |
| E 433 Halterung für Silikonbeatmungsschläuche [Anzahl] | 2 |
| E 434 Halterung für Kinderbeatmungsschläuche [Anzahl] | 1 |
| E 466 Injektordüse 8 x 333 mm, für Atembeutel [Anzahl] | 6 |
| E 496 Injektordüse 4 x 120 mm [Anzahl] | 15 |