

A 204
Wagen
zur optimalen Aufnahme von Micro-Instrumentarium.



- Ebene 1: geeignet zur Aufnahme von Einsätzen
- Ebene 2 rechts: 22 Anschlüsse für Hohlkörperinstrumentarium
- Ebene 2 links: 11 Luer-Lock-Adapter, männlich, horizont. Schlauch
- Mit eingebautem Sprüharm
- Filterrohr A 800 in beiden Injektorleisten verwendbar

EAN-Nr.: 4002515460733 / Materialnummer: 09862460 / Alte Materialnummer: 69620400D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Wagen für Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Kapazität	
OP-Sets für Micro-Instrumentarium [Anzahl]	2-4
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	365
Außenmaß, Nettobreite in mm	529
Außenmaß, Nettotiefe in mm	535
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	530
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	11,50
Bruttogewicht in kg	12,50
Beipack	
E 476 Aufnahme [Anzahl]	1
E 477 Anschlag [Anzahl]	1