


A 303
Modul
zur optimalen Aufnahme von bis zu 98 Pipetten.



- Geeignet für z. B. 98 Mess- und Vollpipetten
- Höhe des Halterahmens: 150 mm
- Jeweils 1 Stück einsetzbar in den Körben A 150 und APLW 106
- Bestückungshöhe ohne Oberkorb: 450 mm (mit Unterkorb A 150)

EAN-Nr.: 4002515460825 / Materialnummer: 09862560 / Alte Materialnummer: 69630300D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Kapazität	
Pipetten [Anzahl]	98
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	185
Außenmaß, Nettobreite in mm	222
Außenmaß, Nettotiefe in mm	471
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	2,50
Bruttogewicht in kg	3,50