

A 804
Reinigungsbürste
zur optimalen Reinigung des Filterrohrs A 800.



- Geeignet für die Reinigung des Filterrohrs A 800
- Gedrehte Bürste mit spiralförmigem Besatz
- Stielende mit Öse
- Länge 500 mm, Bürstenlänge 100 mm

EAN-Nr.: 4002515527238 / Materialnummer: 09960720 / Alte Materialnummer: 68680400D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Filter	•
Sonstiges Zubehör	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	500
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	45
Außenmaß, Bruttobreite in mm	70
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Durchmesser in mm	20
Nettogewicht in kg	0,07
Bruttogewicht in kg	0,16