

DOS K 85/1

Dosiermodul für 5 l-Kanister

zur automatischen Dosierung von flüssigen Medien, mit Leerstandanzeige.



- Dosierüberwachung – hohe Prozesssicherheit nach DIN EN ISO 15883
- Zur Dosierung von flüssigem Reiniger oder Neutralisationsmittel
- Zur Dosierung von chemischem Desinfektionsmittel
- 200 mm mm Sauglanze für 5 l-Kanister
- Umbausatz Sauglanze 10-30 l-Kanister via Kundendienst erhältlich

EAN-Nr.: 4002515532492 / Materialnummer: 09961080 /
Alte Materialnummer: 69747051D

| Produktzugehörigkeit | |
|---|---------|
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Thermodesinfektoren | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Produktkategorie | |
| Dosiersystem | • |
| Produkteigenschaften | |
| Förderrate in ml/60 Sek. | 55 |
| Länge der Sauglanze in mm | 200 |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 1 |
| Nullleiter | N |
| AC/DC | AC |
| Spannung in V | 200-230 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,01 |
| Absicherung in A | 0-0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 139 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 115 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 114 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 200 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 480 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 160 |
| Nettogewicht in kg | 2,25 |
| Bruttogewicht in kg | 2,45 |