

## DOS K 85 NER

Dosiermodul für 5 l-Kanister

zur automatischen Dosierung von flüssigen Medien, mit Leerstandanzeige.



- Dosierüberwachung – hohe Prozesssicherheit nach DIN EN ISO 15883
- Zur Dosierung von flüssigem Reiniger/Neutralisationsmittel
- Zur Dosierung von chemischem Desinfektionsmittel
- 352 mm mm Sauglanze
- Dosierung bis zu 55 Milliliter ml/60 Sekunden

EAN-Nr.: 4002515528129 / Materialnummer: 09961090 /  
Alte Materialnummer: 69747050NER

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Produktkategorie</b>	
Dosiersystem	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Förderrate in ml/60 Sek.	55
Länge der Sauglanze in mm	352
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	200-230
Frequenz in Hz	50
Gesamtanschluss in kW	0,01
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	138,7
Außenmaß, Nettobreite in mm	114,9
Außenmaß, Nettotiefe in mm	114,2
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	160
Außenmaß, Bruttobreite in mm	198
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	478
Nettogewicht in kg	2,80
Bruttogewicht in kg	3,01