

DOS G 80/1

Schlauchdosierpumpe

mit Leerstandanzeige zur automatischen Dosierung von flüssigen Reinigern.



- Für Frischwasserspüler (PG8055-60) & Tankspüler (G8066 & PG8067)
- 200 mm 200 mm Saugrohr für 5 l-Kanister
- Dosierung bis zu 55 Milliliter ml pro Minute
- Einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine

EAN-Nr.: 4002515529256 / Materialnummer: 09968660 /
Alte Materialnummer: 67747025D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
Produktkategorie	
Externes Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
Förderrate in ml/60 Sek.	55
Länge der Sauglanze in mm	200
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	1
Nullleiter	N
AC/DC	AC
Spannung in V	200-230
Frequenz in Hz	50
Gesamtanschluss in kW	0,01
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	210
Außenmaß, Bruttobreite in mm	475
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	200
Nettogewicht in kg	2,60
Bruttogewicht in kg	3,00