

TE
Einwegharze
zur Regeneration von Teilentsalzungspatronen

EAN-Nr.: 4002515551530 / Materialnummer: 10020250 / Alte Materialnummer: 67809510D



- 1 Beutel mit 25 Litern Inhalt
- Für Leerpatrone LP 2800 & Vollentsalzungspatrone TE 2000/2800

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Spülmaschinen Tank	•
Spülmaschinen Tank Durchschub	•
Gerätezugehörigkeit	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

TE
Einwegharze
zur Regeneration von Teilentsalzungspatronen

EAN-Nr.: 4002515551530 / Materialnummer: 10020250 / Alte Materialnummer: 67809510D



PTD 703	•
PTD 704	•
Produktkategorie	
Wasseraufbereitung	•
Produkteigenschaften	
Volumen in l	25
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	140
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	580
Nettogewicht in kg	18,20
Bruttogewicht in kg	19,29