

UG 30-60/60-85

Sockel, geschlossen

zur Erhöhung der Maschine, 60 cm tief, 60 cm breit.



- Geeignet für alle Geräte mit einer Breite und Tiefe von je 60 cm

EAN-Nr.: 4002515558331 / Materialnummer: 10087350 / Alte Materialnummer: 69306001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Unterbau/Sockel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	317
Außenmaß, Nettobreite in mm	600
Außenmaß, Nettotiefe in mm	600
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	310
Außenmaß, Bruttobreite in mm	610
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	9,70
Bruttogewicht in kg	11,10