

UBS 1

Umbausatz

zur Verwendung ausgewählter Beladungsträger der Baureihe G 78 in Baureihe PG 85.



- Für ältere Beladungswagen mit Trocknungsanschluss

EAN-Nr.: 4002515588970 / Materialnummer: 10131090 / Alte Materialnummer: 69215014D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	75
Außenmaß, Nettobreite in mm	235
Außenmaß, Nettotiefe in mm	165
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	240
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,10
Bruttogewicht in kg	0,17