

UBS 2

Umbausatz

zur Verwendung ausgewählter Wagen der Baureihe G 78 in Baureihe PG 85.



- Für ältere Injektorwagen ohne Trocknungsanschluss

EAN-Nr.: 4002515588987 / Materialnummer: 10131100 / Alte Materialnummer: 69215015D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8583	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	90
Außenmaß, Nettobreite in mm	129
Außenmaß, Nettotiefe in mm	295
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	125
Außenmaß, Bruttobreite in mm	165
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	350
Nettogewicht in kg	0,51
Bruttogewicht in kg	0,71