

## UBS 3

### Umbausatz

zur Verwendung ausgewählter Oberkörbe der Baureihe G 78 in Baureihe PG 85.



- Für ältere Beladungsträger ohne Trocknungsanschluss
- Für ältere Beladungsträger mit geschweißter Wasserführung

EAN-Nr.: 4002515588994 / Materialnummer: 10131110 / Alte Materialnummer: 69215016D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Thermodesinfektoren	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Umbausatz	•
Produkteigenschaften	
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	90
Außenmaß, Nettobreite in mm	305
Außenmaß, Nettotiefe in mm	176
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	310
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	210
Nettogewicht in kg	0,59
Bruttogewicht in kg	0,69