

GP MI S 0031 W

MicroCloth Kit, 3 Stück

für beste Reinigungsergebnisse und eine sichere Anwendung.

EAN-Nr.: 4002515601419 / Materialnummer: 10159570 /
Alte Materialnummer: 22996289EU1



- bestehend aus 1 Universal-, 1 Glas- und 1 Hochglanztuch
- Extrem reißfest und strapazierfähig
- Hohe Reinigungsleistung dank sehr fein gewebten Microfasern
- Trocken oder feucht, mit oder ohne Reinigungsmittel anwendbar